

Professionelles Atemalkohol-Testgerät für den Einsatz in Institutionen



AlcoTrue® C-Pro – das
vollautomatische Taschengerät
für den sozialen Bereich.

AlcoTrue® C-Pro





Spezifikationen	
Messprinzip	Elektrochemischer Langzeitsensor
Messbereich	0.00 bis 2.50 mg/l AAK; 0.00 bis 5.00 ‰ BAK
Messgenauigkeit	≤ 5 % bei 0.50 mg/l AAK; ≤ 5 % bei 1.00 ‰
Atemvolumen	Mindestvolumen 1.2 l
Mundstücktyp	Hygienische Mundstücke mit Rückatemperrre und Kondensationsfalle
Anzeige	1.77" TFT Farbdisplay
Ergebnisformat/Einheiten	Digital in grün/gelb/rot und in: mg/l AAK (Standard), µg/100 ml, g/210 l, ‰, %, g/l, g/100 ml, mg/100 ml
Datenspeicher	Letzte 20 Messungen mit Datum und Zeit
Betriebsbereitschaft	≤ 4 Sekunden nach Einschalten
Analysedauer	≤ 8 Sek. bei 0.50 mg/l AAK
Kalibrier-Intervall	6 Monate
Umgebungsbedingungen	
Betrieb	5 °C bis 40 °C; 10 bis 100 % r.h. (nicht kondensierend); 600-1'300 hPa
Lagerung	-10 °C bis 50 °C; 10 bis 100 % r.h. (nicht kondensierend); 600-1'300 hPa
Sonstiges	
Energieversorgung	3 x 1.5 V Typ Alkaline (Mignon, LR6, AA) ≤ 2'500 Messungen/Batteriesatz
Abmessungen (L x B x H)	132 mm x 63 mm x 26 mm
Gewicht	180 g (mit Batterien)
CE-Kennzeichnung	2004/108/EC (EMV- Richtlinie)
Standards	Erfüllt Anforderungen gemäss DIN EN16280:2012 (Atemalkoholtestgeräte für die allgemeinen Gebrauchs-Anforderungen und -Prüfungen)
Artikel	Bestellnummern
Gerät inklusive Etui, Batterien und Anleitung	BLC-Pro-HG001
Mundstücke 25 Stück pro Verpackung	BLMP-025
Mundstücke 250 Stück pro Verpackung	BLMP-250

Technische Änderungen vorbehalten

Hauptmerkmale

- Professionelle Brennstoffzellen-Technologie der Polizeigeräte
- Präzisions-Probennahmesystem
- Hochpräzise und zuverlässige Messungen
- 1.77" TFT Farbdisplay
- Schnelle Testdurchführung und Ergebnisanzeige
- Automatischer Selbsttest
- Einfach zu bedienen
- Speicherung der letzten 20 Ergebnisse
- Bis zu 2'500 Tests pro Batterie-Set
- Hygienische Mundstücke mit Rückatemperrre
- 2 Jahre Garantie



Lieferumfang AlcoTrue® C-Pro

- Gerät AlcoTrue® C-Pro
- 3 Batterien Typ AA 1.5 V
- Koffer
- Kurzanleitung
- 1 Sack à 250 Stück Mundstücke