

# Übersicht Parameter Urintests

Abkürzung	Parameter	Nachweisgrenze / Cut-Off	Weitere erhältliche Cut-Offs
AMP	Amphetamine / Speed	1000 ng/ml	300 ng/ml   500 ng/ml
BAR	Barbiturate	300 ng/ml	
BUP	Buprenorphin	10 ng/ml	
BZD	Benzodiazepin	300 ng/ml	100 ng/ml   200 ng/ml
COC	Kokain	300 ng/ml	100 ng/ml
COT	Cotinin	200 ng/ml	
EDDP	Primäres Methadon-Stoffwechselprodukt	100 ng/ml	
EtG	Ethylglucuronid	500 ng/ml	
FYL	Fentanyl	10 ng/ml	
KET	Ketamin	1000 ng/ml	
K2	Spice / Synthetische Cannabinoide	50 ng/ml	
LSD	Lysergsäurediethylamid / LSD	10 ng/ml	
MDA	3,4-Methylenedioxyamphetamin	500 ng/ml	
MDMA	Ecstasy	500 ng/ml	
MET	Methamphetamine	1000 ng/ml	300 ng/ml   500 ng/ml
MOR/OPI	Morphine / Opiate	300 ng/ml	100 ng/ml   2000 ng/ml
MPD	Methylphenidat / Ritalin	150 ng/ml	
MQL	Methaqualon	300 ng/ml	
MTD	Methadon	300 ng/ml	
OXY	Oxycodon	100 ng/ml	
PCM	Paracetamol	5000 ng/ml	
PCP	Phencyclidine	25 ng/ml	
PGB	Pregabalin	50 ng/ml	
PPX	Propoxyphen	300 ng/ml	
TCA	Trizyklische Antidepressiva	300 ng/ml	500 ng/ml   1000 ng/ml
THC	Cannabis	50 ng/ml	25 ng/ml 150 ng/ml   200 ng/ml 300 ng/ml   500 ng/ml
TIL	Tilidin	300 ng/ml	
TML	Tramadol	100 ng/ml	200 ng/ml
TZD	Trazodon	25 ng/ml	
ZAL	Zaleplon	100 ng/ml	
ZOL	Zolpidem	25 ng/ml	

Die Parameter sind auch als **Mehrfachtests** in verschiedenen Kombinationen erhältlich;  
bitte kontaktieren Sie uns für weitere Angaben