

# Tests rapides de dépistage de drogues



La consommation et l'abus de drogues constituent une menace croissante pour notre société. Nous sommes tous appelés à lutter contre l'abus de drogues. Nous proposons des tests rapides, simples à utiliser et donnant des résultats fiables dans tous les domaines d'application.

## Tests de drogues



**S** **DrugWipe 6S**  
Test salivaire



**Domaine d'utilisation: contrôle routier**

- Prélèvement d'échantillons rapide et simple
- Résultats fiables même en cas de bouche sèche
- Test de corrélation (pas de la consommation à long terme)
- Utilisation simple
- Affichage des résultats en 3 à 8 minutes



Disponible en lots de 6 pièces

**A** **DrugWipe A**  
Test de surface,  
de salive et de sueur



**Domaines d'utilisation: douanes, protection des frontières, sécurité au travail**

- Le test adéquat pour toutes les situations
- Teste la salive, la sueur et les surfaces
- Test ciblé en cas de suspicion de consommation de drogues
- Affichage des résultats en 3 à 8 minutes



Disponible à la pièce,  
en lots de 2 ou 5 pièces

**F** **DrugWipe F**  
Test de surface



**Domaines d'utilisation: constat d'accident, exécution des peines, sécurité au travail**

- Détection fiable de traces invisibles sur toutes les surfaces – même de contaminations antérieures
- Pour tout utilisateur non autorisé à procéder à des tests sur une personne
- Tester sans contact direct avec la personne
- Affichage des résultats en 3 à 8 minutes



Disponible en lots de 5 pièces

## Détection de drogues

Grâce à la salive, il est possible d'établir la consommation de drogues durant un certain laps de temps, parce qu'il existe une corrélation directe entre les concentrations de drogue dans la salive et dans le sang. Le prélèvement simple des échantillons permet d'utiliser le test salivaire partout et en toute discrétion. Il s'effectue sur la langue au moyen du frottoir.

Les substances stupéfiantes présentes dans la salive ne sont détectables que pendant quelques heures. Cependant, cette donnée permet de mesurer de manière assez exacte une corrélation avec l'effet des substances. Si des drogues sont détectées dans la salive, on peut en conclure qu'il y a consommation à ce moment-là.

**DS** **Test de substances**  
Identification de substances suspectes



**Domaines d'utilisation: contrôle routier, exécution des peines, institutions**

Les agents en service se trouvent souvent confrontés à des substances suspectes de composition inconnue.

Nos tests permettent d'identifier les substances sous forme de poudre, de comprimés ou de liquides.

Le test pratique en une étape fournit en quelques minutes des résultats rapides, simples et fiables.

Disponible sous forme d'ampoule à usage unique

**RF** **Appareil de lecture**  
RSS Flash pour tests de drogue urinaires



**Domaines d'utilisation: contrôle routier, exécution des peines, hôpitaux, institutions**

Le RSS Flash permet d'obtenir instantanément les résultats des tests urinaires rapides directement sur place.

La taille pratique de l'appareil et la simplicité d'utilisation du logiciel garantissent un très haut niveau de convivialité.

Le système pratique d'adaptateurs magnétiques permet d'analyser des tests uniques, des tests à cassettes multiples et même des tests de gobelets. Ce poids plume robuste peut être utilisé partout.

Tester, interpréter, documenter

**WA** **Appareil de lecture**  
WipeAlyser® pour le DrugWipe 6S



**Domaine d'utilisation: contrôle routier**

Robuste, résistant aux chocs et aux éclaboussures, le WipeAlyser® est idéal pour une utilisation extérieure.

Une utilisation intuitive et rapide ainsi qu'un design ergonomique sont d'autres caractéristiques de cette nouvelle génération d'appareil d'analyse mobile.

Le WipeAlyser® garantit un résultat objectif à tout moment grâce à l'analyse électronique des DrugWipe® et en plus de ce résultat, il permet d'enregistrer la position GPS, l'heure du test, le nom de la personne testée et d'autres données personnelles. Le WipeAlyser® possède une imprimante intégrée. Le procès-verbal du test rapide avec toutes les données précédemment enregistrées peut être imprimé immédiatement sous forme de document – par exemple pour le présenter à la personne testée et le faire signer.

Tester, interpréter, documenter



abrév.	substance	6S	1A	2A	5A	5F	UP	DS
AMP	amphétamines	•	•	•	•	•	•	•
BAR	barbituriques						•	
BUP	buprénorphine						•	•
BZD	benzodiazépines	•					•	•
COC	cocaïne	•	•	•	•	•	•	•
CREA	créatinine						•	
EDDP	EDDP						•	
FYL	fentanyl						•	
KET	kétamine						•	•
LSD	diéthyllysergamide/LSD						•	•
MDA	méthylènedioxyamphétamine						•	
MDMA	ecstasy						•	•
MDPV	méthylènedioxypyrovalérone						•	
MES	mescaline						•	
MET	méthamphétamine	•	•	•	•	•	•	•
MOR/OPI	opioïdes/morphines	•	•	•	•	•	•	•
MPD	méthylphénidate						•	
MQL	méthaqualone						•	
MTD	méthadone						•	•
OCY	oxycodone						•	
PCM	paracétamol						•	
PCP	phéncyclidines						•	
PPX	propoxyphène						•	
SPICE	spice/K2						•	•
TCA	antidépresseurs tricycliques						•	
THC	cannabinoïdes/cannabis	•	•	•	•	•	•	•
TML	tramadol						•	
TZD	trazodone						•	
ZAL	zaleplon						•	
ZOL	zolpidem						•	

## UP

### Test de drogue urinaire Test simple et multiple



#### Domaines d'utilisation: exécution des peines, hôpitaux, institutions

Notre assortiment de détection de la consommation de drogues dans l'urine couvre plus de 30 paramètres différents.

Des paramètres standard aux tests de falsification. Nos nombreuses possibilités de combinaison nous permettent de répondre également à vos besoins.

- Test à tremper
- Test à gouttes/test à pipettes
- Test gobelet
- Test de falsification

Disponible en test unique et multiple





Tests de dépistage de drogues

### Votre partenaire le plus fiable en matière de détection d'alcool dans l'air expiré et de drogues.

Les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogues doivent pouvoir être effectués rapidement et facilement, tout en donnant des résultats précis. Notre expérience et notre savoir-faire font de nous l'un des plus importants fournisseurs suisses de tests rapides de détection d'alcool et de drogues dans la salive, la sueur et l'urine. Labtec Safety apporte ainsi une contribution importante à la lutte contre l'abus de drogues et d'alcool, à la prévention des dépendances et à la sécurité routière.




Éthylotests

Rendez vous dans notre boutique en ligne [www.labtec-safety.ch](http://www.labtec-safety.ch)



- Appareils pour la police, certifiés METAS
- Test de drogue salivaire rapide
- Système probant de mesure de l'alcool expiré
- Test de drogue urinaire rapide
- Accessoires et consommables





## Parce que la sécurité du trafic exige le meilleur.

Lorsque l'on est au volant, des vitesses trop élevées peuvent, comme l'alcool ou les drogues, avoir des conséquences dramatiques. Avec notre offre, nous soutenons la prévention dans le domaine du trafic routier – dans le cadre de la sécurité au travail p. ex. – ainsi que la thérapie. Nous offrons également des formations relatives à la problématique des dépendances.

Venez vous entretenir avec nous au sujet des formations adaptées à vos collaborateurs ou des contrats de maintenance individuels relatifs aux appareils en service chez vous.

Avec le savoir-faire et l'expérience de notre organisation et de notre atelier «maison» (laboratoire de calibrage compris), nous sommes toujours à vos côtés. À cet effet, nous tenons à votre disposition le matériel nécessaire ainsi que les pièces de rechange dans notre propre dépôt afin de pouvoir y accéder rapidement.

## Vous avez le choix. Nous fournissons la prestation.

- Formation
- Entretien
- Prestations
- Réparations
- Contrats de maintenance